



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



ARMADIO CHEMISAFE® FIRE 120 UB EASY TYPE 30 **Codice CSF 330X**

VOLUME 200 LITRI: 24/30 BOTTIGLIE DA LITRO

**ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 30 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470
CERTIFICATO BVQI n° 143/001**

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1/1,5/2 pressopiegata a freddo con struttura esterna monolitica verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C Particolare coibentazione con **fogli ceramici** su pannelli per alta temperatura (800°C) in lana di roccia (**esente da Fibrocaramica**) certificazione MO CSTB n°9234624.3 e certificazione RINA di non combustibilità **fissati con collanti ceramici**. Pannelli in laminato melaminico ignifughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. **Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CHIUSURA delle porte idraulica AUTOMATICA AD OGNI APERTURA
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul cielo dell' armadio (OPZIONALE).
- FORO espulsione diam. 50 mm. sul retro dell'armadio
- CERNIERA antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 7+3 cm. (DIN 4102)
- Vasca di fondo in ACCIAIO VERNICIATO CON GRIGLIA APPOGGIO.
- Dim. cm. 94,5 x 34 x 10 h (capacità 32 litri circa)
- **MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.**
- PESO 120 Kg.
- Dimensioni Esterne: 1100x500x620+80 (LxPxA)
- Dimensioni Interne: 940x340x510/345 (LxPxA)

