



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica



## ***INCUBATORE 120 LITRI MOD. M120-TB***

Incubatore da laboratorio ad alta tecnologia adatti a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita una particolare precisione.

- Struttura esterna incubatore in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma silconica per garantire un'ottima tenuta.
- Porta interna in cristallo temprato per ispezione.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura incubatore tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Range di temperatura incubatore da +5°C sopra ambiente a +80°C
- Stabilità interna  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  a +37°C
- Precisione display  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ .
- Ventilazione forzata ON/OFF (accessorio)
- Per un'ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile con allarme visivo e ripristino manuale.
- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio grigliato regolabili in altezza.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso, diametro 32mm, situato nella parte posteriore dell'incubatore.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre-camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5).
- Classe 2, DIN 12880.





# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica



## **INCUBATORE 120 LITRI MOD. M120-TB**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

<b>MODELLO INCUBATORE:</b>	M120-TB
<b>VENTILAZIONE:</b>	Naturale
<b>VOLUME NOMINALE INCUBATORE:</b>	120 Litri
<b>RANGE DI TEMPERATURA:</b>	da +5°C sopra ambiente a +80°C
<b>STABILITA' INTERNA:</b>	±0,5°C a +37°C
<b>DIMENSIONI INTERNE INCUBATORE:</b>	498x477x512 mm (LxPxA)
<b>DIMENSIONI ESTERNE INCUBATORE:</b>	836x680x720mm (LxPxA)
<b>DIMENSIONI RIPIANO:</b>	475x465 mm
<b>RAGGIO APERTURA PORTA:</b>	675 mm
<b>INTERASSE TRA I RIPIANI:</b>	50 mm
<b>RIPIANI IN DOTAZIONE</b>	2
<b>NUMERO MAX DI RIPIANI INSERIBILI</b>	9
<b>POTENZA</b>	800 W
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230 V
<b>PESO</b>	60 Kg
<b>CODICE CIVAB</b>	INCMPZM12

### **ACCESSORI OPZIONALI INCUBATORE:**

**04.4001:** Temporizzatore programmabile analogico a count down 24 ore

**04.4004:** Sostegno fisso

**04.4006:** Sostegno con ruote

**04.4013:** Ripiano supplementare grigliato per incubatore Lt. 120

**04.4020:** Stampante a un canale

**04.4021:** Programmatore a 8 step 2 prog. con microprocessore

**04.4024:** Luce interna con interruttore

**04.4028:** Interfaccia seriale RS 484

**04.4029:** Interfaccia seriale RS 232 (convertitore)