



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



MINI INCUBATORE DA 20 LITRI A CONVEZIONE NATURALE MODELLO M20-TB

Incubatore ad alta tecnologia adatto a tutte le applicazioni termostatiche di piccola entità.

- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma siliconica per garantire un'ottima tenuta.
- Porta con oblò d'ispezione in cristallo temprato.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +80°C stabilità interna $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a +37°C
- Precisione display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Per un'ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile con allarme visivo e ripristino manuale.



- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5).
- Classe 2, DIN 12880.



tecnolab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



MINI INCUBATORE DA 20 LITRI A CONVEZIONE NATURALE MODELLO M20-TB

CARATTERISTICHE TECNICHE:

VENTILAZIONE:	Naturale
VOLUME NOMINALE:	20 Litri
RANGE DI TEMPERATURA:	da +5°C sopra ambiente a +80°C
STABILITA' INTERNA	±0,5°C a +37°C
PRECISIONE DISPLAY:	±0,1°C
DIMENSIONI INTERNE:	285x252x285 mm (LxPxA)
DIMENSIONI ESTERNE:	550x380x433 mm (LxPxA)
DIMENSIONI RIPIANO:	262x237 mm
RAGGIO APERTURA PORTA:	385 mm
INTERASSE TRA I RIPIANI:	35 mm
RIPIANI IN DOTAZIONE	1
NUMERO MAX DI RIPIANI INSERIBILI	7
POTENZA	400 W
ALIMENTAZIONE	230 V
PESO	22 Kg
CODICE CIVAB	INCMPZ20

ACCESSORI OPZIONALI:

04.5013: Ripiano supplementare in lamiera d' acciaio forzata

04.4001: Temporizzatore programmabile analogico a count down 24 ore