



# tecnolab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**  
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## **MINI INCUBATORE DA 8 LITRI A CONVEZIONE NATURALE MODELLO M8-TB**

Incubatore ad alta tecnologia adatto a tutte le applicazioni termostatiche di piccola entità.

- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma siliconica per garantire un'ottima tenuta.
- Porta con oblò d'ispezione in cristallo temprato.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +80°C stabilità interna  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  a +37°C
- Precisione display  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  (VN).
- Per un'ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile con allarme visivo e ripristino manuale.



- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5).
- Classe 2, DIN 12880.



# tecnolab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**  
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## **MINI INCUBATORE DA 8 LITRI A CONVEZIONE NATURALE MODELLO M8-TB**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

<b>VENTILAZIONE:</b>	Naturale
<b>VOLUME NOMINALE:</b>	8 Litri
<b>RANGE DI TEMPERATURA:</b>	da +5°C sopra ambiente a +80°C
<b>STABILITA' INTERNA</b>	±0,5°C a +37°C
<b>PRECISIONE DISPLAY:</b>	±0,1°C
<b>DIMENSIONI INTERNE:</b>	208x202x220 mm (LxPxA)
<b>DIMENSIONI ESTERNE:</b>	465x330x370 mm (LxPxA)
<b>DIMENSIONI RIPIANO:</b>	185x200 mm
<b>RAGGIO APERTURA PORTA:</b>	340 mm
<b>INTERASSE TRA I RIPIANI:</b>	40 mm
<b>RIPIANI IN DOTAZIONE</b>	1
<b>NUMERO MAX DI RIPIANI INSERIBILI</b>	5
<b>POTENZA</b>	120 W
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230 V
<b>PESO</b>	16 Kg
<b>CODICE CIVAB</b>	INCMpzMT

### **ACCESSORI OPZIONALI:**

**04.5003:** Ripiano supplementare in lamiera d' acciaio forzata

**04.4001:** Temporizzatore programmabile analogico a count down 24 ore